

HUMAN

Target Values

BioRad Lyphocheck Tumor Marker Plus Control

REF 368X, **LOT** 54600 Level 1 - 3

REF		Units	Target	Range	Target	Range	Target	Range
		Einheiten	Sollwert	Bereich	Sollwert	Bereich	Sollwert	Bereich
		Unitades	Valor meta	Rango	Valor meta	Rango	Valor meta	Rango
		Unités	Valeur souhaitée	Marge	Valeur souhaitée	Marge	Valeur souhaitée	Marge
HUMAN Tumor Markers								
			Level 1 - 54601		Level 2 - 54602		Level 3 - 54603	
52010	AFP	ng/ml	8,06	5,40 - 10,7	69,4	46,5 - 92,3	181	122 - 241
52020	CEA	ng/ml	2,51	1,68 - 3,34	22,07	14,8 - 29,4	77,9	52,2 - 104
52050	CA125	U/ml	26,05	17,5 - 34,7	69,5	46,6 - 92,5	209,5	140 - 279
52080	CA15-3	U/ml	30,2	20 - 40,2	99,6	66,7 - 133	318,4	213 - 424
52060	CA19-9	U/ml	16,7	11,2 - 22,2	40,5	27,1 - 53,9	95,48	64 - 127
52035	fPSA	ng/ml	<0,50	-	2,85	1,91 - 3,79	>10	
53040	hCG	IU/l	3,25	2,18 - 4,33	36,8	24,7 - 49,0	175,6	118 - 234
52030	PSA	ng/ml	0,31	0,00 - 0,76	8,6	6,7 - 10,5	34,1	26 - 42



Lypho 54600
09-2015-1

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21 - D-65205 Wiesbaden - Germany
Tel.: +496122 99880 Fax: +496122 9988100 - e-mail: human@human.de